

EZee Life

Fauteuil roulant en acier

| | |
|---------|--------|
| # Item | # Ref |
| CRP0220 | CH1090 |



Garantie limitée

Les produits de marque **EZee Life** comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit **EZee Life** ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant **EZee Life** autorisé.

EZee Life

Steel WheelChair

| | |
|---------|--------|
| Item # | MFG # |
| CRP0220 | CH1090 |



Limited Warranty

EZee Life brand product have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials.

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur.

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negligence or non-observance of the instructions set out above.

If you have a question about your **EZee Life** device or this warranty, please contact an authorized **EZee Life** dealer.

EZee Life

USE and SAFETY

Wheel Locks: Engage both wheel locks before getting in or out of chair, leaning forward in chair, or while in an elevator or wheelchair lift. Proper adjustment of wheel lock is at least 1/8” when locked. Locks are engaged by pushing handle completely forward. Adjustments to locks are made by loosening or tightening nut on the carriage bolt. Embed lock shoe at least 1/8” by sliding clamp toward rear wheel while handle is engaged in locked position. Tighten nut and bolt to secure in position. Test for correct locking action before actual use.

Tires: Solid rubber tires need minimal maintenance, but should be cleaned occasionally with a damp cloth. Replace if tires become severely worn or cracking appears.

Front Casters: Casters should be checked periodically and lubricated occasionally. Lubricate by removing fork and greasing caster stem bearings. Lubricate wheel bearings by removing wheel from fork. Reassemble fork and wheel by tightening nuts until no play remains, but wheels roll freely. If nut is too loose, caster will shimmy, if too tight, chair will be hard to steer.

Removal of Swing-away Foot rests/Leg rests:

Release lock by pushing on the front rigging lever. Swing-away foot rest /leg rest out and sideways. Lift to remove.

Adjusting Length of Footrest/Leg rest: When adjusting length of foot rests or leg rests, user should be sitting in wheelchair with feet on the foot plates. Loosen bolt on the clamp around support assembly. Raise or lower foot plate to desired position that will provide maximum

support of thighs. Front rigging should not be so low that it causes uncomfortable pressure to thighs at front of seat upholstery. Footrest should not be lower than 2-1/2” from the ground to ensure clearance.

Adjusting/Elevating Leg rest: Lift foot plate on leg rest assembly to desired position. Release leg rest assembly and it will automatically lock into place. To lower, push out on leg rest lever and lower foot plate to desired position.

Wheels: Large rear wheels should be inspected at least once a month to ensure proper tightness. If wheel wobbles or is loose, release lock nut and tighten axle bolt slightly. Test for proper tightness by learning chair to one side and spin adjusted wheel.

General Care: Wipe chrome parts with a clean, soft cloth at least once a week. All metal parts can be cleaned with auto wax or similar products. If exposed to moisture, dry immediately. Do not use an abrasive cleanser that will scratch the finish.

To Open Chair: Open wheelchair by tilting to one side and pushing down on seat rail until fully opened.

To Close/Fold Chair: First fold foot plates to vertical position. Grab seat with both hands at front and back edge and lift. Or, tilt chair to one side and lift up on seat rail.

Removable Arms: Remove arms by depressing spring button and lifting arms out of front and rear sockets.

EZee Life

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Freins : Engagez les deux freins avant de vous lever du fauteuil roulant ou de vous y asseoir, avant de vous pencher vers l'avant, ou dans un ascenseur ou un élévateur pour fauteuils roulants. Le frein est adéquatement ajusté lorsqu'il mesure 1/8 po une fois engagé. Les freins sont engagés en abaissant le levier entièrement vers l'avant. Vous pouvez ajuster les freins en serrant ou en desserrant l'écrou du boulon de carrosserie. Enfoncez le patin de verrouillage au moins 1/8 po en glissant la pince vers la roue arrière pendant que la poignée est en position de verrouillage. Resserrez l'écrou et le boulon pour bien fixer en place. Testez le frein avant de l'utiliser.

Pneus : Les pneus de caoutchouc solide ne nécessitent que très peu d'entretien, mais ils doivent être nettoyés occasionnellement à l'aide d'un linge humide. Remplacez si les pneus sont excessivement usés ou s'ils sont fendillés.

Roulettes avant : Les roulettes doivent être vérifiées périodiquement et lubrifiées occasionnellement. Lubrifiez en retirant l'étrier et en graissant le roulement à billes des paliers. Lubrifiez le roulement à billes de la roue en retirant la roue de l'étrier. Réassemblez l'étrier et la roue en serrant les écrous jusqu'à ce qu'il ne reste plus de jeu, mais que les roues tournent librement. Si l'écrou n'est pas assez serré, la roulette oscillera, et si l'écrou est trop serré, la chaise sera difficile à diriger.

Retrait de l'appuie-pieds/du repose-jambe relevable

: Dégagez le verrou en appuyant sur le levier de l'appuie-pieds fixe. Retirez l'appuie-pieds/le repose-jambes en le tirant vers l'avant et ensuite en le relevant sur le côté. Soulevez pour retirer.

Réglage de la longueur de l'appuie-pieds/du repose-

jambe : Pour ajuster la longueur de l'appuie-pieds/du repose-jambes, l'utilisateur doit être assis dans le fauteuil, les pieds posés sur l'appuie-pieds. Desserrez le boulon de la pince autour du cadre d'assemblage. Baissez ou soulevez l'appuie-pieds à la position désirée afin de soutenir au maximum les

cuisse. L'appuie-pieds fixe ne doit pas être trop bas de sorte à entraîner une pression inconfortable sur les cuisses à l'avant du siège. L'appuie-pieds ne doit pas être à moins de 2-1/2 po du sol pour permettre un dégagement suffisant.

Réglage du repose-jambes : Relevez l'appuie-pieds sur le cadre du repose-jambes à la position désirée. Dégagez le repose-jambes pour le verrouiller automatiquement en place. Pour l'abaisser, appuyez sur le levier du repose-jambes et abaissez l'appuie-pieds à la position désirée.

Roues : Les grandes roues arrière doivent être inspectées au moins une fois par mois pour en assurer la bonne solidité. Si une roue oscille ou n'est pas assez serrée, dégagez le contre-écrou et resserrez fermement le boulon de l'essieu. Testez la solidité en inclinant le fauteuil d'un côté et en faisant tourner la roue ajustée.

Entretien général : Essuyez les pièces chromées à l'aide d'un linge propre et doux au moins une fois par semaine. Toutes les pièces métalliques peuvent être nettoyées à l'aide d'une cire pour voiture ou autre produit semblable. Si les pièces sont exposées à l'humidité, asséchez immédiatement. N'utilisez aucun produit nettoyant abrasif qui pourrait rayer le fini.

Pour déplier le fauteuil : Ouvrez le fauteuil en inclinant vers un côté et en abaissant le siège jusqu'à ce que le rail du siège soit entièrement déplié.

Pour plier le fauteuil : Repliez les appuie-pieds en position verticale. Placez une main à l'avant et à l'arrière du siège et soulevez. Ou, inclinez le fauteuil sur le côté et soulevez le long du rail du siège.

Appuie-bras amovibles : Retirez les appuie-bras en enfonçant le bouton à ressort et en soulevant les appuie-bras pour les dégager des supports avant et arrière.

EZee Life


CAUTION:

Stability

- Wheelchair is designed to be safe and stable as long as center of gravity is maintained while going about normal activities.
- Care must be taken while performing activities that shift your center of gravity in the chair.
- Never reach so far that require you to shift in the seat or bend over out of the chair.
- When you have to reach for objects that require you to lean, be certain front casters are pointing in a forward position that extends the wheel base and will stabilize the chair.

Ramps

- Be sure of your own capabilities, limitations and strength before attempting to go up a ramp.
- Correct techniques on ramp negotiation should be shown to you by a qualified professional.
- Assistance is recommended when going up or down inclines greater than 10%.
- If you must stop on an incline, avoid sudden abrupt movement when you resume movement.
- Because of backward angle of the chair, sudden abrupt movement could cause instability or cause a sudden stop.
- Avoid changing direction when going down an incline, as this could result in instability of tipping over.



EZee Life

ATTENTION :

Stabilité

- Ce fauteuil roulant est construit pour être stable et sûr aussi longtemps que le centre de gravité est maintenu durant les activités normales de la vie quotidienne.
- Faire attention lorsque dans le cas d'une activité qui changerait le centre de gravité.
- Ne jamais essayer d'atteindre quelque chose d'éloigné qui demande de s'avancer à l'avant du siège du fauteuil ou de se pencher à l'extérieur.
- Pour attraper des objets où il faut se pencher en avant, s'assurer que les roues directrices pointent en avant, ce qui étend la base des roues et stabilise le fauteuil.

Rampes d'accès

- Assurez-vous de vos capacités, de vos limitations et de votre force avant de tenter de monter une rampe d'accès.
- Ceci demande une technique que vous devez apprendre auprès d'une personne qualifiée.
- Il est recommandé de demander de l'aide en montant ou en descendant un plan incliné de plus de 10%.
- Si jamais vous devez vous arrêter sur un plan incliné, évitez un mouvement soudain ou brusque en vous remettant en marche.
- C'est une cause d'instabilité en raison de l'angle arrière du fauteuil roulant. Utiliser les bloqueurs pour freiner peut provoquer un verrouillage accidentel, faire basculer sur le côté ou causer un arrêt soudain.
- Changer de direction brusquement en descendant un plan incliné peut amener aussi faire basculer le fauteuil roulant.

